



Metrosep A Supp 16 S-Guard/4,0

6.1031.510

La Metrosep A Supp 16 S-Guard/4,0 protegge efficacemente le colonne di separazione analitiche Metrosep A Supp 16 dai contaminanti. La precolonna viene semplicemente collegata con la colonna mediante collegamento capillare. L'operazione non richiede utensili.

Parti incluse 6.1031.510

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper

For UNF 10/32. Stopper for IC, e.g. for the sealing of columns.

