



Sensore di temperatura Pt1000 per CVS (lunghezza di inserimento 9 cm)

6.1110.120

Sensore di temperatura Pt1000 (classe B), per strumenti professionali CVS.

Parti incluse 6.1110.120

| Qt. | Order no. | Descrizione |
|-------|------------|--------------------------------------|
| 1 PCS | 6.1236.020 | Sleeve with SGJ 14/12 mm |
| | | Sleeve with SGJ 14/12 mm and O-ring. |



Accessori opzionali

| Order no. | Descrizione |
|------------|---|
| 6.2104.140 | <p>Electrode cable / 1 m / 2 x 2 mm</p> <p>For connecting temperature sensors with Metrohm plug-in head G with 780, 781, 826, 827 pH/Ion meters and all Titrandos</p> |

