



Recipiente di reazione per misure di stabilità

6.1429.040

Cella di reazione per misure di stabilità con 743/763/873 (117 pezzi)


Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1808.090	Thread adapter M8 outer / M6 inner Outer thread M8, inner thread M6, e.g. for mounting 6.2418.XXX Air tubes in 6.1429.XXX Reaction vessels of stability measuring instruments.	

6.2418.100

Air tube for oil measurements

Set of 117 pieces. In combination with 6.1429.040.



6.2418.120

Gas inlet tube for PVC measurements

Set of 117 pieces. In combination with 6.1429.040.

