



Recipiente di reazione lungo per misure del biodiesel

6.1429.050

Recipiente di reazione per misure di stabilità che coinvolgono oli volatili, oli minerali e miscele di biodiesel con il 743/873. Lunghezza 250 mm. In combinazione con 6.2418.130. Pacco da 100 pezzi.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1808.090	Thread adapter M8 outer / M6 inner Outer thread M8, inner thread M6, e.g. for mounting 6.2418.XXX Air tubes in 6.1429.XXX Reaction vessels of stability measuring instruments.



6.2418.130

Air tube long for biodiesel measurements

Set of 100 pieces. In combination with 6.1429.050.

