



## Tappo, PTFE, SGJ 29, per kit di trasferimento

6.1446.180

Tappo per le titolazioni e per le titolazioni volumetriche di KF nella cella di titolazione esterna

Parti incluse 6.1446.180

| Qt.   | Order no.  | Descrizione           |
|-------|------------|-----------------------|
| 2 PCS | 6.1808.000 | Connection bushing M6 |



1 PCS

6.2726.090

Antidiffusion valve

For antidiffusion buret tips 6.1541.XXX, 6.1543.130, 6.1543.140,  
6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200

