



807 Dosing Unit ETFE 5 mL

6.1575.150

807 Dosing Unit ETFE da 5 mL per il dosaggio di reattivi alcalini o acido fluoridrico (HF) con Dosino. Sono previste una minore precisione e riproducibilità rispetto al cilindro in vetro.

Parti incluse 6.1575.150

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1446.040	Threaded stopper / M6



1 PCS

6.2803.010

Grease (2 g)

Special quality (without silicone). For grease-free ground joint connections see 6.2713.XXX



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

6.1566.150 Cylinder element ETFE 5 mL

For dosing units used for dosing alkali reagents or hydrofluoric acid (HF) with Dosinos. Less precision and reproducibility is to be expected in comparison with glass cylinders.



6.1574.150 Cylinder element glass 5 mL

Glass cylinder element complete with cylinder, piston, cylinder base, valve disk, and centering tube. For 807 Dosing Unit 5 mL.

